


A configuração abaixo será necessária para que o navegador reconheça a nossa impressora.

Esse software será apresentado na página inicial do sistema solicitando a instalação. Após a instalação do mesmo e a configuração correta, o navegador não irá mais solicitar a escolha da impressora no ato da impressão, a mesma será impressa automaticamente após selecionar e clicar em **IMPRIMIR**.

Abaixo segue as instruções para a instalação:

- Na tela inicial do sistema, desça a página até o final:



The screenshot displays the 'Material Pendente' (Pending Material) section of the São Marcos Laboratory system. At the top, there is a navigation bar with the logo and several menu items: Pedido, Resultado, Exames, Relatórios, Integração, and APOIO. Below the navigation bar, the title 'Material Pendente' is prominently displayed. The interface includes search filters for 'Data Inicial' (30/09/2018), 'Data Final' (10/10/2018), and 'Limite de Itens' (100). A 'Busca' button is located below the filters. The main content area contains a table with columns for 'Atendimento', 'Pedido', 'Paciente', 'Idade', 'Sexo', 'Procedimento', 'Região de Coleta', 'Meio de Coleta', and 'Recoleta'. Two rows of data are visible, both for patient 'PAC TESTE' with age '18a' and sex 'M'. The first row has procedure 'CREAT' and collection method 'TSGEL', with a checked box in the 'Recoleta' column. The second row has procedure 'CLEAC' and collection method 'TTRANS', with an unchecked box in the 'Recoleta' column. A large blue arrow points downwards from the bottom right of the table area, indicating the user should scroll to the bottom of the page.

<input type="checkbox"/>	Atendimento	Pedido	Paciente	Idade	Sexo	Procedimento	Região de Coleta	Meio de Coleta	Recoleta
<input type="checkbox"/>	123	1000140854	PAC TESTE	18a	M	CREAT		TSGEL	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	123	1000140854	PAC TESTE	18a	M	CLEAC		TTRANS	<input type="checkbox"/>



São Marcos

LABORATÓRIO

- No ícone abaixo clique em baixar:

Busca

<input type="checkbox"/>	Atendimento	Pedido	Paciente	Idade	Sexo	Procedimento	Região de Coleta	Meio de Coleta	Recoleta
<input type="checkbox"/>	123	1000140854	PAC TESTE	18a	M	CREAT		TSGEL	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	123	1000140854	PAC TESTE	18a	M	CLEAC		TTRANS	<input type="checkbox"/>

Envia Procedimentos Selecionados
(Imprime Etiquetas)

Cancela Procedimentos Selecionados

Baixar   MatrixPrinter

- Irá apresentar a tela abaixo, clique em **INSTALAR**:

30/09/2018 10/10/2018 100

Busca

Instalação de Aplicativo - Aviso de Segurança

Não é possível verificar o editor.
Tem certeza de que deseja instalar o aplicativo?

Nome:
MatrixPrinter

De (Passe o mouse sobre a cadeia de caracteres abaixo para ver o domínio completo):
matrixnet.saomarcoslaboratorio.com.br

Editor:
Editor Desconhecido

 Embora os aplicativos da Internet possam ser úteis, eles podem danificar o computador. Se você não confiar na origem, não instale o software. [Mais informações...](#)


	limento	Região de Coleta	Meio
<input type="checkbox"/>			TSGEL
<input type="checkbox"/>			TTRAT

Envia Procedimentos Selecionados
(Imprime Etiquetas)


Cancela Procedimentos Selecionados

Baixar   MatrixPrinter


- Aguarde o processo de instalação:



- Irá apresentar a tela abaixo para selecionar a nossa impressora, escolha a **(Zebra São Marcos)** e clique em **SALVAR**:



- A tela abaixo será apresentada mas poderá ser ignorada. Será utilizada apenas para marcar a impressora caso a mesma desconfigure posteriormente, caso isso ocorra, clique em **CONFIGURAÇÕES** e selecione a impressora, conforme tela acima:



Feito as configurações, quando o apoiado clicar em imprimir ao final do cadastro do cliente ou na tela de impressão de etiquetas, **não será mais necessário escolher a impressora e realizar as configurações**, a etiqueta sairá automaticamente na impressora após selecionar e mandar para a impressão.